




MobiCall

La Solution Santé

NEW  **VOICE**



Hôpitaux et cliniques



Maisons de soins et EHPAD




Etablissements psychiatriques



Instituts de recherche



Dans les établissements de santé, une communication efficace et fiable peut sauver des vies et permettre de réagir rapidement aux événements critiques. MobiCall propose plus de 400 interfaces standardisées et spécifiques pour une intégration complète des systèmes cliniques, administratifs et techniques en place.



Entrée d'événement

MobiCall peut alerter le personnel infirmier, les médecins et les techniciens, individuellement ou en groupe, via divers médias. Les événements sont déclenchés automatiquement par des sous-métiers (BMA, GLT, technologie de contrôle des processus, etc.) ou manuellement par l'utilisateur (téléphone, client PC, web, etc.).

Communication

Le système assure un relais d'informations basée sur le temps et le calendrier, adaptée aux plannings flexibles. La distribution est personnalisée selon les compétences et priorités, en simultané ou en séquence selon la configuration de l'alarme. MobiCall transmet les contenus multimédias des événements aux extensions internes et externes, smartphones, clients PC et haut-parleurs IP, en fonction des alarmes et horaires.

Rapport et contrôle

MobiCall assure une surveillance interne, des sauvegardes automatiques et des fonctions de rapports détaillés. Il enregistre des informations complètes sur le processus d'alarme, avec la possibilité d'envoi automatique ou de consultation à tout moment. Les appels d'urgence et les conférences peuvent également être enregistrés en option.

Localisation

MobiCall utilise diverses technologies telles que DECT, WiFi, Bluetooth ou NFC pour localiser avec précision les personnes nécessitant de l'assistance, même à l'échelle de la pièce. Le suivi des biens permet également de positionner et de délimiter des zones par rapport aux actifs importants.

Acquittement et escalade

Pour garantir le plus haut niveau de sécurité, un nombre déterminé de destinataires peut être défini pour acquitter la réception de l'alarme. Si ce critère n'est pas respecté, le système peut déclencher une escalade de l'alarme afin d'avertir d'autres personnes.



La capacité multi-sites offre dans différents domaines la possibilité de gérer de manière autonome leur propre gestion des alarmes grâce à des droits d'accès différenciés. Il est également possible de connecter des bases de données externes (par exemple SAP ou AD), ce qui permet d'utiliser les données de base existantes pour l'importation automatique, réduisant ainsi de manière conséquente la charge administrative.



MobiBBox

Serveur physique




MobiCall

Serveur physique
ou virtuel



MobiCCloud

Serveur virtuel





Appel malade




Alarmes fugues



Localisation



Alarme d'urgence



Alarme silencieuse



Appel secouriste



**Surveillance des
équipements
médicaux**



Alarmes incendie



Alarme bâtiment



Assets tracking



Systèmes de désorientation




Systèmes de transports pneumatiques




IoT



Cellule de crise



*Evaluation en direct et couplage avec la solution
MobiCloud pour l'alerte de masse possible



Localisation



PTI



MobiChat



Entrée d'événement



Gestion des tâches



Tableau de bord



Déclenchement de l'alarme



État de présence



Historique



Toutes les alarmes et scénarios sont gérables, administrables et attribuables aux utilisateurs de l'application via un outil de gestion web intuitif.
Les utilisateurs finaux accèdent aux alarmes, tableaux de bord et autorisations correspondantes.




MobiCall.App :

voire application pour une

sécurité optimale !



**Disponible
en version
client PC !**



Pour en savoir plus :

SCANNEZ ICI





Découvrez notre générateur de tableaux de bord : votre centre d'alarme personnel.

Créez votre propre vue personnalisée avec les informations clés et actions nécessaires. L'interface web ne se contente pas de visualiser les alarmes, elle permet aussi d'intervenir activement dans leur processus avec efficacité. L'outil de visualisation MobiCall aide les centres de contrôle et agents de sécurité à maintenir une vue d'ensemble. Selon vos besoins, contrôlez les caméras de surveillance et déclenchez vos scénarii de mobilisation.



**Conception
de votre tableau de bord**



Protection du personnel



Surveillance





Les balises sont la solution idéale pour vos besoins de localisation, en intérieur comme en extérieur. Qu'il s'agisse de protéger les travailleurs isolés, de retrouver des personnes disparues, de fournir des secours rapides et efficaces ou de localiser un équipement précieux, les applications sont variées.

Précision

- MobiCall fournit une localisation précise grâce à la triangulation.
- MobiCall et NVXperience utilisent la triangulation des antennes Wi-Fi et des balises pour afficher une localisation précise.

Avec **MobiCall.App**, vous pouvez vérifier le nom, l'emplacement, la dernière activité et l'état de la batterie des balises **MobiBeacons** !

Sécurité

Nous garantissons une grande sécurité des données et adhérons aux normes DSGVO. Des plans, des positions, des scénarios d'alarme ... sont stockés sur votre **MobiCall** !

Montage et test direct

Installez facilement la balise avec une vis ou l'adhésif fourni.

Résultat : son retrait ne laisse aucune trace et ne nécessite donc aucune réparation du plafond.

Les balises peuvent être testées directement sur place.

Remplacement de la batterie

Les balises **Averos** ne sont pas équipées de batteries soudées.

Le remplacement de la batterie est ainsi efficace, simple et rapide.

Résultat : Les balises presque vides ne nécessitent pas d'être jetées. Aucune reprogrammation ni calibration n'est requise.

Durée de vie des piles

- Les balises **Averos** ont une durée de vie des piles 7 fois plus longue (pour les balises extérieures - les balises intérieures ont une durée de vie 4,5 fois plus longue)
- Faible consommation d'énergie
- Les batteries des balises ne démarrent que lorsqu'elles sont installées

Résultat : Plus besoin de changer de batterie coûteuse



Découvrez nos différentes solutions et laissez-vous inspirer par nos projets :



**Centre Psychothérapique de
Nancy**



Hospices Civils de Lyon



APHM



CHU Lille

France :

19 Rue Corot
92410 Ville d'Avray
+33 141 158 261

Suisse :

Chemin du Joran 8b
1260 Nyon
+41 58 750 11 20



www.newvoice.global



mobicall@newvoice.global



newvoiceinternational.com

NEW  VOICE